

# Nouveauté Septodont **Ciments provisoires**



*Cimpat W*  
*Cimpat P*



# Cimpat W & Cimpat P

## Ciments provisoires


Matériau de restauration temporaire hydraulique à base de sulfate de calcium : la réaction de prise se fait au contact de la salive. <sup>(1)</sup>

### Composition

Co-polymère, oxyde de zinc, sulfate de calcium

Caractéristiques	Avantages	Bénéfices
<b>Consistance pâte</b>	Application et élimination faciles	Optimisation du temps opératoire
<b>Matériau de restauration provisoire hydraulique</b>	Étanchéité optimale de la cavité Excellente stabilité après la prise	Efficacité de la restauration provisoire
<b>2 teintes disponibles</b>	Utilisation dans les secteurs antérieurs ou postérieurs	Confort d'utilisation

- Réaction de prise au contact de la salive
- Temps de prise : 30 min <sup>(2)</sup>



(1) Thu, Khaing & Aye, Khin & Htang, Aung. (2013). In vitro study of Coronal Leakage of Four Temporary Filling Material.

(2) Test certificate #16-02-005 issued by Dental Devices Testing & Evaluation Center Yonsei University, College of Dentistry.

Dispositif médical de Classe IIa réservé à l'usage professionnel dentaire, non remboursé par les organismes d'assurance maladie au titre de la LPPR. Organisme certificateur CE1639 SGS BELGIUM  
Fabricant : Meta Biomed Co.Ltd.- Corée. Mandataire : Meta Biomed Europe GmbH - Allemagne.  
Lire attentivement les instructions d'utilisation figurant sur la notice ou l'étiquetage avant toute utilisation.

**Septodont** - 58 rue du Pont de Créteil - 94107 Saint-Maur-des-Fossés CEDEX - France  
Tél. : 01 49 76 70 02 - Fax : 01 49 76 70 78

Pour plus d'informations, consultez notre site web : [www.septodont.fr](http://www.septodont.fr)

