

Nouveauté
Septodont
EDTA
Crème pour
préparation
canalaire



Canal + Cream

Crème EDTA pour la
préparation du canal radiculaire et
l'élimination des boues dentinaires



Canal + Cream - Crème EDTA pour la préparation du canal radiculaire et l'élimination des boues dentinaires


Indications

- Préparation canalaire
- Lubrification des instruments endodontiques
- Présence de calcifications intracanales
- Canaux étroits (dents postérieures et antérieures)
- Elimination de la boue dentinaire

Composition

EDTA ; PEG (Poly Ethylène Glycol)

Caractéristiques	Avantages	Bénéfices
Lubrification	Diminution des frictions des instruments endodontiques	Facilite la mise en forme canalaire
Action chélatante	Elimination des boues dentinaires	Efficacité de la préparation canalaire



Dispositif médical de Classe IIa réservé à l'usage professionnel dentaire, non remboursé par les organismes d'assurance maladie au titre de la LPPR. Organisme certificateur CE1639 SGS BELGIUM. Fabricant : Meta Biomed Co.Ltd. - Corée. Mandataire : Meta Biomed Europe GmbH - Allemagne. Lire attentivement les instructions d'utilisation figurant sur la notice ou l'étiquetage avant toute utilisation.

Septodont - 58 rue du Pont de Créteil - 94107 Saint-Maur-des-Fossés CEDEX - France
Tél. : 01 49 76 70 02 - Fax : 01 49 76 70 78

Pour plus d'informations, consultez notre site web : www.septodont.fr

