



Prise en charge
du saignement

Substituts
osseux

Gestion des
complications

Une solution globale
pour l'extraction dentaire



Une solution globale pour l'extraction dentaire


L'extraction dentaire demeure une opération complexe impliquant des douleurs et des saignements et Septodont vous propose une solution complète et globale. Cette solution inclut la prise en charge du saignement, des substituts osseux et un traitement de l'alvéolite sèche pour vous aider à gérer la douleur et les complications potentielles.

La solution « globale » de Septodont vous permettra de :

- réduire la douleur et les complications pendant et après une extraction dentaire,
- d'éviter la résorption de la crête alvéolaire et une reconstruction des pertes osseuses,
- n'exclure aucune option de traitement ultérieur,
- éviter les effets indésirables de l'extraction dentaire aux niveaux esthétique et fonctionnel.


1

**PRISE EN CHARGE
DU SAIGNEMENT**



2

SUBSTITUT OSSEUX



3


**GESTION DES
COMPLICATIONS**



1

PRISE EN CHARGE DU SAIGNEMENT

Le processus naturel du saignement nécessite un contrôle efficace. Septodont propose une gamme étendue de produits hémostatiques d'origines différentes et adaptés à chaque situation clinique.



Hemocollagene

Éponges hémostatiques, stériles, résorbables

- Indiqué pour les hémostases locales après extraction & contribue à la régénération naturelle des tissus
- Totalement résorbable, stérile et biocompatible
- Peut être laissé dans la lésion après l'extraction dentaire
- Favorise l'adhésion & l'agrégation plaquettaire

Boîte de 24 éponges

Votre pansement
de collagène en
post-extraction



13 x 13 x 10 mm

Hemogelatin

Éponges de gélatine hémostatiques biocompatibles, stériles et résorbables

- Hémostatique à base de gélatine pour contrôler efficacement les saignements
- Intégralement résorbable, stérile et biocompatible
- Pratique à utiliser, à couper et facile à placer pour s'adapter à toutes situations cliniques

Boîte de 24 éponges
12 blisters de 2 éponges stériles

Votre éponge de
gélatine pour contrôler
les saignements

NOUVEAU



10 x 10 x 10 mm

2 SUBSTITUT OSSEUX

Lorsque l'extraction d'une dent est envisagée, il importe de préserver les dimensions de l'os alvéolaire dans l'optique de traitements ultérieurs. Septodont vous offre un large éventail de substituts osseux.

R.T.R.+ 80/20

R.T.R.+ 40/60

+ de 30 ans
de suivi
clinique


Nouvelles formulations biphasiques

Phosphate tricalcique β (β -TCP)

+ Hydroxyapatite (HA)

- Composition biphasique : idéale pour la régénération osseuse
- Des propriétés idéales issues de la Technologie MBCP®
- Entièrement synthétique et résorbable
- Deux formulations en fonction du temps de résorption* souhaité membrane

Seringue courbe de granules de 0,5 cc



NOUVEAU

Favorise
une formation
osseuse rapide

80% β -TCP
20% Hydroxyapatite

Respecte
pleinement le
rythme de création
de l'os naturel

40% β -TCP
60% Hydroxyapatite

*Temps de résorption estimés en fonction de l'indication chirurgicale et de l'état de santé du patient.

3 GESTION DES COMPLICATIONS

Les premiers jours qui suivent l'extraction sont critiques. Il existe un risque d'alvéole sèche et douloureuse. Leader mondial dans la gestion de la douleur, Septodont s'engage à apporter des solutions post-extraction efficaces, gages d'une guérison complète et indolore.

Alvéogyl

Pansement chirurgical indiqué dans le traitement de l'alvéolite sèche

- Permet un remplissage facile de la cavité
- Favorise le soulagement rapide de la douleur
- Favorise l'hémostase par compression
- Protège contre les surinfections
- Traitement auto-éliminant en une seule séance
- Ne demande pas d'attention particulière hormis la surveillance du processus de cicatrisation



Pot de 10 g de pâte



Hemocollagène : Dispositif médical de Classe III réservé à l'usage professionnel dentaire, non remboursé par les organismes d'assurance maladie au titre de la LPPR. Organisme certificateur CE0459 GMED. Fabricant : Septodont-France. Lire attentivement les instructions d'utilisation figurant sur la notice ou l'étiquetage avant toute utilisation.

Hemogelatin : Dispositif médical de Classe III réservé à l'usage professionnel dentaire, non remboursé par les organismes d'assurance maladie au titre de la LPPR. Organisme certificateur CE0483 MDC MEDICAL DEVICE CERTIFICATION GmbH. Fabricant : Mascia Brunelli. Lire attentivement les instructions d'utilisation figurant sur la notice ou l'étiquetage avant toute utilisation.

R.T.R.+ (40/60) & R.T.R.+ (80/20) : Dispositifs médicaux de Classe III réservés à l'usage professionnel dentaire, non remboursés par les organismes d'assurance maladie au titre de la LPPR. Organisme certificateur CE0123 TÜV SÜD Product Service GmbH. Fabricant : BIOMATLANTE SA. Lire attentivement les instructions d'utilisation figurant sur la notice ou l'étiquetage avant toute utilisation.

Alveogyl : Dispositif médical de Classe IIa réservé à l'usage professionnel dentaire, non remboursé par les organismes d'assurance maladie au titre de la LPPR. Organisme certificateur CE0459 GMED. Fabricant : Septodont-France. Lire attentivement les instructions d'utilisation figurant sur la notice ou l'étiquetage avant toute utilisation.

Septodont - 58 Rue du Pont de Créteil - 94100 Saint-Maur-des-Fossés - France

Tél. : 01 49 76 70 02 - Fax : 01 49 76 70 78

Pour plus d'informations, rendez-vous sur :

www.septodont.fr

