

# SEPTOJECT EVOLUTION

Aiguilles à biseau scalpel pour plus de contrôle,  
 plus de confort et moins de douleur<sup>(1)(2)(3)(4)</sup>

Septoject Evolution a été développée pour une pénétration plus douce, entraînant un plus faible déplacement des tissus. Ceci signifie plus de confort pour vos patients. Moins de force à appliquer pour faire pénétrer l'aiguille et une moindre déflexion, vous apportent une meilleure maîtrise et une meilleure précision.

- ▶ Contrôle et précision accrus
- ▶ Confort accrue pour votre patient
- ▶ Indicateur de biseau et indicateur d'orientation
- ▶ Stérilisée par rayonnement gamma

BISEAU BREVETÉ<sup>(3)</sup> CONÇU  
 COMME UN SCALPEL



INSERTION  
 FACILITEE<sup>(2)(3)</sup>



DEFLEXION  
 RÉDUITE<sup>(3)</sup>



ANGLE  
 DE COUPE<sup>(3)</sup>



- ◀ Aiguilles dentaires pour injection, avec biseau-scalpel breveté. Stériles, en acier inoxydable, siliconées, à usage unique, avec marqueur du biseau

# EN SAVOIR PLUS SUR LE BISEAU SCALPEL



## PÉNÉTRATION FACILITÉE <sup>(2)(3)</sup>

**Un angle de coupe à 25 degrés :** Pénétration facilitée grâce à son biseau scalpel.



## MOINS DE DÉFLEXION <sup>(3)</sup>

**Meilleur contrôle :** Précision accrue grâce à la déflexion limitée de Septoject Evolution.



## MOINS DE DOULEUR <sup>(4)</sup>

L'aiguille est plus performante dans la perforation et incise les tissus mous, ce qui la rend moins douloureuse.




### Type d'aiguille

### Dimension

Para-apicale / Courte	0,4 (27 G) x 16 mm	●
Para-apicale / Courte	0,4 (27 G) x 25 mm	●
Para-apicale / Courte	0,3 (30 G) x 16 mm	●
Para-apicale / Courte	0,3 (30 G) x 25 mm	●
Intraligamentaire / Courte	0,3 (30 G) x 9 mm	●

Boîte de 100 aiguilles



FLASHEZ POUR VOIR  
LA FICHE PRODUIT

(1) Steele AC, German MJ, Haas J, Lambert G, Meechan JG. "An in vitro investigation of the effect of bevel design on the penetration and withdrawal forces of dental needles." Journal of Dentistry 41 (2013) 164-169.

(2) Dr. Alain Villette. "L'aiguille fait sa révolution". Le Fil Dentaire - 9 août 2010.

(3) Brevet N° EP 1736192 A1 délivré le 27.12.2006

(4) Dau M, Buttchereit I, Ganz C, et al. Influence of needle bevel design on injection pain and needle deformation in dental local infiltration anaesthesia - randomized clinical trial. Int J Oral Maxillofac Surg. 2017 Nov;46(11):1484-1489.

Veuillez consulter les indications et la notice d'utilisation de Septoject Evolution sur notre site internet [www.septodont.fr](http://www.septodont.fr)

Dispositif médical de Classe IIa réservé à l'usage professionnel dentaire, non remboursé par les organismes d'assurance maladie au titre de la LPPR. Organisme certificateur CE0459 GMED. Fabricant : Septodont - France Lire attentivement les instructions d'utilisation figurant sur la notice ou l'étiquetage avant toute utilisation.



**Septodont**

58, rue du Pont de Créteil  
94107 Saint-Maur-des-Fossés Cedex - France

Tél. : 01 49 76 70 02

[www.septodont.fr](http://www.septodont.fr)